

ผนวก ก

บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ตามประกาศกองพยาธิคลินิก สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะในการออกแบบหรือใช้งาน
๑	น้ำยาควบคุมคุณภาพสำหรับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Hematology cell count control reagent)	<p>๑. ใช้สำหรับควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ</p> <p>๒. ชุดน้ำยาประกอบด้วยน้ำยาที่มีความเข้มข้น ๓ ระดับ คือ ความเข้มข้นต่ำ (Low) ความเข้มข้นปกติ (Normal) ความเข้มข้นสูง (High)</p> <p>๓. เป็นน้ำยาควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา โดยสามารถรายงานผลค่าต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ๑๓ พารามิเตอร์ ดังนี้ WBC,RBC,PLT,HGB,HCT,MCV, MCH,MCHC,PDW,MPV,PCT,RDW-SD,RDW-CV</p>